

# LipoLase

Sistema Láser 1470nm

## Endolifting Láser de Nueva Generación

### FacialContouring™

Es un procedimiento ambulatorio para remodelado facial y corporal, con efectos tensores y de reconfiguración de volúmenes, tratando signos de envejecimiento sin dolor y ambulatorio.

### ¿Por qué LipoLase?

- Mínimamente invasivo o sin anestesia
- Resultados instantáneos.
- Un solo tratamiento con efectos a largo plazo.
- No quirúrgico
- Combinable con procedimientos estéticos.

✓ LIFTING CARA Y CUELLO

✓ EMULSIFICA GRASA

✓ REMODELA VOLUMEN



### ANTES / DESPUÉS



PIOON

Profimédica  
INNOVANDO EL FUTURO

[www.profimedicave.com](http://www.profimedicave.com)

[@profimédica](#) [04129090462](tel:04129090462)

## Ventajas Únicas



### Alta Resistencia

Aluminio de alta durabilidad.



### Actualizaciones WIFI

Update gratuito al último software.



### 5 Años Garantía

En el diodo y 3 años la unidad.



### Videos Instructivos

Memoria para video archivos.

+Frente  
+Párpados  
+Mejilla  
+Mandíbula  
+Papada  
+Cuello



## ¿Por qué 1470nm?

La longitud de onda 1470nm ofrece una mayor afinidad por la grasa y el agua que otros láseres, por lo tanto emulsifica la grasa más rápido y con menor energía. Esto resulta en mínimo tiempo de recuperación, indoloro y menor riesgo de daños que otras longitudes de onda láser.

## Accesorios



Kit de aspiración



Kit de lipo



Kit de lipo y aspiración



Fibra 200,400,600

**Profi**médica

INNOVANDO EL FUTURO



[www.profimedica.com](http://www.profimedica.com)



[profimedica](https://www.instagram.com/profimedica)



04129090462

**PIEON**



## Especificaciones

Longitud de onda	1470 nm
Potencia máxima	12W
Ancho de pulso	10-25000 ms/1-25 s
Pantalla/Software	Pantalla táctil vívida de 7 HD/sistema operativo inteligente
Fiber Connection	200 con conector estándar SMA905
Modo de operación	Modo continuo/Modo de pulso
Peso	2KG NW.
Dimensiones	218 nm x 47 nm x 155 nm